

カメラ入力による全く新しい検査ソリューション



コレクトアイ A3 プラス

CorrectEye A3+

簡単ワンタッチ操作の比較検査システム【コレクトアイ】にコンパクトな新型の登場です。
シール・ラベル・パッケージ・添付文書・ビジネスフォーム印刷など検査サイズが A3 以下
というお客様に朗報です！

ウィザード方式のカンタン操作

検査対象をセットして、タッチ（パネルを操作）するだけ！

検査記録証を自動発行

異常箇所が一目瞭然な検査記録証のプリントアウトも可能です

デジタルデータとの比較検査も

オプションでデジタルデータ（8bitTiff）との比較検査も可能

オフィスユースにも適したコンパクト設計

A3 ノビまでのコンパクト設計でスペースの限られた場所にも設置しやすくなりました

検査結果は無償ビューワでいつでも閲覧可能

無償のビューワソフトでいつでも誰でも検査結果を確認することができます



かんたんなステップで様々な検査を実現！

例えば小さいサイズのラベル単面と多丁付け

1 原稿を撮影台にセットして




2 シャッターボタンにタッチ



3 検査完了


多丁付けされた比較先原稿の中から自動的に検査対象を検出し検査を開始します。



違いのある部分が赤枠で囲まれています。更にその他の部分は半調表示され、比較先と比較元を交互にアオリ表示するので、小さな違いも見逃すことはありません。

複雑な形が入れ子に面付けされている場合

小さなパッケージが複雑に面付けされている場合でも、簡単なエリア指定だけで検査できます。



比較元にエリアを指定するだけで、後は面付けされた比較先現行から自動的に回転方向も検出し検査を開始します。

検査結果の確認・共有

検査結果ファイルはモニターで確認するだけでなく、結果をそのまま印刷して確認したり、



メールやフォルダで簡単に共有することも可能です。



その他の特徴

デジタルデータ (CMYK) と印刷物 (RGB) の検査 (オプション)

コレクトアイ・シリーズでは、独自開発の検査エンジンを使用しており、「データと紙」の様な違う媒体の比較検査にも高い性能を発揮します。

小型化でも検査精度はそのまま

カバーの内側に光を拡散させる素材を使用することにより、検査時にも十分な光量を確保。複雑で細かな原稿でも正確に入力、検査を行うことができます。

デジタルファイル (8bitTIFF)



- 対応原稿サイズ
A3ノビ 453 x 328mm
- 入力解像度
300dpi

- 外寸
W765 x D620 x H1040mm
- 重量
約19kg (本体のみ)

- 標準検査時間
約25秒 (撮影→検査結果表示までの時間)

- 価格
3,600,000円 (入力装置、検査ソフトウェア、Windows PC / タッチパネルモニター込み)
※既にホルマー・シリーズをお持ちのお客様には、入力装置のみの構成をご用意しております。
■ 入力装置のみの価格：1,600,000円

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。



【開発元】
株式会社ジーティービー
<http://www.gtb.co.jp>

【神戸本社】
650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町3-5-3
TEL 078(265)5385 FAX 078(265)5389

【東京支社】
101-0047
東京都千代田区神田1-2-15 第三亀田ビル1F
TEL 03(6380)2442 FAX 03(6380)2444

【ショールーム・ラボ】
651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-7-17 小橋ビル2F
TEL 080(4765)5385 FAX 078(855)5389